

**Наборы для экстракции ДНК, рекомендованные ООО «Компания Алкор Био»**

Наименование	Экспресс-ДНК-Био	Экстра-ДНК-Био	Амплипрайм ДНК-Сорб-АМ	ЭДЭМ
Производитель	ООО «Компания Алкор Био»	ООО «Компания Алкор Био»	ООО «НекстБио»	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Назначение	Экстракция ДНК из слюны, мочи, ликвора, секрета предстательной железы, соскобного отделяемого и мазков со слизистых оболочек уrogenитального тракта, ротоглотки, конъюнктивы глаз, эрозивно-язвенных элементов слизистых и кожи	Экстракция ДНК из сыворотки/плазмы крови, цельной крови, сухих пятен крови, слюны, мочи, соскобов эпителиальных клеток со слизистой цервикального канала и уретры	Экстракция ДНК из соскобного материала и отделяемого слизистых оболочек уrogenитального тракта, ротоглотки, прямой кишки, конъюнктивы глаз, эрозивно-язвенных элементов слизистых и кожи, образцов мочи	Экстракция ДНК из соскобного материала и отделяемого слизистых оболочек уrogenитального тракта, ротоглотки, конъюнктивы глаз, эрозивно-язвенных элементов слизистых и кожи, образцов мочи
Совместимые комплекты для ПЦР	Комплекты для ПЦР в качественном формате	Комплекты для ПЦР в качественном и количественном формате	Комплекты для ПЦР в качественном и количественном формате	Комплекты для ПЦР в качественном формате
Совместимые с набором транспортные среды	Транспортная среда (ТС-Э), в комплекте	Транспортная среда с муколитиком (ТСМ), Транспортная среда для мазков (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)	Транспортная среда с муколитиком (ТСМ), Транспортная среда для мазков (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)	ТС-ЭДЭМ (в комплекте)
Количество экстракций ДНК	100	96	100	100
Объем биоматериала после экстракции, мкл	400	60 (100)	100 (150)	400
Каталожный номер	400-22	400-20	102-22	K2-17-100